



ULTRASOUND • PROBE REPAIR



Jesteśmy przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na skalę międzynarodową, skupiającym się przede wszystkim na ultrasonografii. Nasz priorytet stanowią indywidualne rozwiązania zarówno dla szpitali, jak i gabinetów lekarskich.

Kompetentne doradztwo, produkty i usługi najwyższej jakości, obsługa stosowna do zapotrzebowania prowadzą do wysokiej satysfakcji klientów, a tym samym przyczyniają się do wspólnego sukcesu.

Prowadzenie własnych badań naukowych i działań rozwoju w zakresie napraw sprawiają, że jesteśmy długofalowym i zorientowanym na jakość partnerem w zakresie techniki medycznej.

PRODUKTY I USŁUGI

Systemy ultradźwiękowe:

Konsulting, dystrybucja i serwisowanie systemów ultradźwiękowych Nowe, pokazowe i używane


Naprawa sond:

Fachowa naprawa sond ultradźwiękowych wszystkich producentów i wszystkich typów sond

Renowacja:

Procedury zabezpieczenia jakości dla Państwa systemu ultradźwiękowego / sondy.





Kompleksowa analiza wstępna stanowi podstawę skutecznej naprawy Państwa sondy. Dzięki planowej analizie można wykryć w porę uszkodzenia, zanim konieczne będą kosztowne naprawy. Nasz serwis w zakresie analizy sond obejmuje:

- Kontrolę wstępną optyczną i techniczną
- Wstępną szczegółową analizę sondy
- Wysoką pod względem jakościowym naprawę sondy
- Szczegółową analizę sondy po naprawie
- Sporządzenie protokołu kontrolnego
- Kontrolę końcową optyczną i techniczną
- Gwarancję serwisową
- Sondy przeznaczone do wypożyczenia

NAPRAWA SOND



Sondy standardowe (sondy wypukłe, linearne i fazowane):

- Renowacja powłoki soczewkowej
- Renowacja osłony kabla
- Przygotowanie i naprawa osłony sondy
- Naprawa wtyczki
- Wymiana i naprawa kabli



Sondy TEE:

- Renowacja / wymiana powłoki zewnętrznej
- Wymiana podkładki gumowej
- Renowacja i kalibracja linki
- Wymiana soczewki



Sondy objętościowe 3D:

- Wymiana i renowacja osłony soczewki
- Czyszczenie i przygotowanie elementów mechanicznych sond
- Przygotowanie i naprawa obudowy sondy
- Wymiana i naprawa kabli

BADANIA • ROZWÓJ • INNOWACJE



Nasze laboratorium specjalizujące się w naprawach rozwija stale nowe metody w celu zoptymalizowania napraw sond.

SZYBKO • ROZWÓJ • INNOWACJE

N a s z
w y s z k o l o n y
p e r s o n e l
g w a r a n t u j e
o b s ł u g ę n a
t e r e n i e c a ł e g o
k r a j u .



WIECEJ NIZ OCZEKUJESZ

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz

M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

Niemcy: tel. +49 3060 98490304 • faks: +49 1805 004555202

www.ort-med.com