



# ULTRASOUND PROBE REPAIR



Vi er en internationalt agerende virksomhed med fokus på sonografi. Vi er specialiseret inden for individuelle løsninger til hospitals- og praksisbrug.

Kompetent rådgivning, eksklusive produkter og tjenesteydelser og behovsorienteret støtte fører til en høj kundetilfredshed og bidrager dermed til den fælles succes.

Vores egen forskning og udviklingsafdeling til reparationer gør os til en langsigtet og kvalitetsorienteret partner inden for medicinteknik.

## PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER



### **Ultralydssystemer:**

Rådgivning, distribution og service af ultralydssystemer  
Ny, demo eller brugt

### **Sondereparation:**


Professionel reparation af ultralydsonder fra alle producenter og alle sondetyper

### **Refurbishment:**

Kvalitetssikrende foranstaltninger til dit ultralydssystem/din sonde.

# SONDEANALYSEN

En omfattende indgangsanalyse danner grundlaget for en vellykket reparation af dine sonder. Ved hjælp af en rettidig analyse kan defekter opdages, inden de resulterer i dyre reparationer. Vores service i forbindelse med sondeanalyse omfatter:



- Check-in, optisk og teknisk
- Forudgående detaljeret sondeanalyse
- Kvalitetssikret sondereparation
- Efterfølgende detaljeret sondeanalyse
- Udarbejdelse af en prøverapport
- Check-out, optisk og teknisk
- Servicegaranti
- Lånesonder

## SONDEREPARATIONEN



**Standardsonder** (curved-, linear- og phased array sonder):

- Fornyelse af linsebelægningen
- Fornyelse af kabelknækbeskyttelsen
- Behandling og reparation af sondekabinettet
- Konnektorreparation

**TEE-sonder:**

- Fornyelse / udskiftning / IT-belægning
- Udskiftning bending rubber
- Fornyelse og kalibrering kabeltræk
- Udskiftning af linsen

**3D volumensonder:**

- Udskiftning og fornyelse af linsekapsler
- Rengøring og behandling af sondemekanik
- Behandling og reparation af sondekabinettet
- Kabeludskiftning og kabelreparation

FORSKNING • UDVIKLING • INNOVATION



Vores reparationslaboratorium udvikler løbende nye metoder til optimering af sondereparationer.

HURTIGT • KOMPETENT • DIREKTE

Hjælp af vores uddannede fagpersonale på stedet.



FORVENT MERE

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz

M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

[www.ort-med.com](http://www.ort-med.com)