



ULTRASOUND PROBE REPAIR

ULTRASUONI • RIPARAZIONE SONDE



Noi siamo un'azienda operante su scala internazionale il cui interesse principale è la sonografia. In primo piano ci sono soluzioni individuali per aziende ospedaliere e strutture private.

Consulenze competenti, prodotti altamente qualificati e servizi, assistenza orientata alla necessità portano ad una elevata soddisfazione dei clienti e contribuiscono ad un successo comune.

La nostra ricerca e il reparto sviluppo nel settore delle riparazioni, fanno sì che la nostra azienda sia un partner a lungo termine e orientato alla qualità nel campo della tecnica medica.



PRODOTTI E PRESTAZIONI

Sistema ad ultrasuoni:

consulenza, vendita e assistenza di sistemi ad ultrasuoni, nuovi, demo oppure usati


Riparazione sonde:

riparazione specializzata di sonde ultrasoniche di tutte le marche e tipi

Ricondizionamento sonde:

sonde garantite di alta qualità per il Vostro sistema ad ultrasuoni

L'ANALISI DELLE SONDE



Un'ampia analisi iniziale è la base per una riparazione di successo delle Vostre sonde.

Con l'analisi tempestiva si possono scoprire piccole anomalie prima che si trasformino in gravi difetti di costosa riparazione. La nostra prestazione nel campo delle analisi delle sonde comprende:

- check-in ottico e tecnico
- analisi dettagliata iniziale della sonda
- riparazione della sonda di garantita qualità
- analisi dettagliata finale della sonda
- stesura di un protocollo di prova
- check-out ottico e tecnico
- garanzia di assistenza
- sonde in prestito

RIPARAZIONE DELLE SONDE



Sonde Standard (convex, lineari, phased array):

- ricondizionamento del rivestimento della lente
- ricondizionamento della protezione antipiega del cavo
- preparazione e riparazione del contenitore delle sonde
- riparazione del connettore
- sostituzione del cavo e riparazione del cavo



Sonde TEE:

- rinnovo / sostituzione del rivestimento IT
- sostituzione bending rubber
- sostituzione e calibratura dei cavi tiranti
- sostituzione della lente acustica



Sonde 3D (per modelli tridimensionali):

- sostituzione / ricondizionamento del cappuccio della lente
- pulizia e preparazione della meccanica della sonda
- preparazione e riparazione del contenitore della sonda
- sostituzione e riparazione del cavo

RICERCA • SVILUPPO • INNOVAZIONE



Il nostro laboratorio di riparazione sviluppa continuamente nuovi procedimenti per l'ottimizzazione della riparazione delle sonde.

VELOCI • COMPETENTI • DIRETTI

Assistenza in loco su tutto il territorio nazionale con personale specializzato.



ASPETTATEVI • DI • PIÙ

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz

M: office@ort-med.com • T-IT: +39 (0)282 950610 • T-AT: +43 (0)3136 62155

www.ort-med.com