



ULTRASOUND • PROBE REPAIR



Somos uma empresa de nível internacional com ênfase na área de sonografia. As nossas atividades visam em primeiro plano o objetivo de encontrar soluções individuais para aplicação em clínicas e consultórios.

A nossa assessoria experiente, produtos e serviços de alta qualidade e atendimento baseado nas necessidades resultam no alto nível de satisfação dos clientes, contribuindo desta forma para o nosso sucesso em comum.

Graças ao nosso próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento na área de reparo nos tornamos um parceiro a longo prazo e voltado para a qualidade no âmbito das tecnologias médicas.

## PRODUTOS E SERVIÇOS

### **Sistemas de ultrassom:**

Assessoria, vendas e atendimento aos clientes de sistemas de ultrassom  
Modelos novos, usados e demonstradores

### **Reparo de sondas:**


Reparo competente de sondas de ultrassom de todos os fabricantes e classes de especialidade

### **Refurbishment:**

Medidas de recondição para assegurar a alta qualidade do seu sistema de ultrassom/ da sua sonda



# ANÁLISE DAS SONDAS



Uma análise completa constitui a base de um reparo bem sucedido das suas sondas. Por meio de uma análise oportuna, defeitos podem ser descobertos antes de levarem a reparos custosos. Os nossos serviços na área de análises de sondas abrangem:

Check-in óptico e técnico

Detalhada análise inicial da sonda

Reparação de sonda com qualidade garantida

Detalhada análise posterior da sonda

Elaboração de um relatório de ensaio

Check-out óptico e técnico

Garantia de serviço

Sondas emprestadas

## REPARO DAS SONDAS



**Sondas padrão** (sondas convexas, lineares e phased array):

Renovação do revestimento da lente

Renovação do alívio de tensão do cabo

Recondicionamento e reparo da caixa da sonda

Reparo do conector

Troca e reparo do cabo



**SONDAS DE ETE:**

Renovação/troca do revestimento IT

Troca do bending rubber

Renovação e calibração dos cabos

Troca da lente



**Sondas volumétricas 3D:**

Troca e renovação da tampa de lente

Limpeza e recondicionamento do sistema mecânico da sonda

Recondicionamento e reparo da caixa da sonda

Troca e reparo do cabo

PESQUISA • DESENVOLVIMENTO • INOVAÇÃO



O nosso laboratório de reparo está constantemente desenvolvendo novos procedimentos para otimizar o reparo das sondas.

RÁPIDO • COMPETENTE • DIRETO

Os nossos colaboradores especializados estão à sua disposição nas nossas agências em todo o território nacional.



SUPERANDO AS SUAS EXPECTATIVAS

Ortner Medical Solutions

GStrauchweg 26 Top 1-3 • A-8501 Lieboch  
M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

[www.ort-med.com](http://www.ort-med.com)