



ULTRASOUND • PROBE REPAIR

POPRAVILA ULTRAZVOKOV IN SOND



Smo mednarodno dejavno podjetje s težiščem na sonografiji. V ospredju stojijo individualne rešitve za klinike in ordinacije.

Strokovno svetovanje, vrhunski proizvodi in storitve, oskrba, ki se ravna po Vaših potrebah, vse to vodi do visokega zadovoljstva strank in pripomore k skupnemu uspehu.

Zaradi lastnih raziskav in razvojnega oddelka na področju popravil smo dolgoročen partner, ki stremi h kakovosti na področju medicinske tehnologije.



PROIZVODI IN STORITVE

Ultrazvočni sistemi:

svetovanje, prodaja in servisiranje ultrazvočnih sistemov nova, demonstracijska in rabljena oprema

Popravilo sond:


strokovno popravilo ultrazvočnih sond vseh proizvajalcev in tipov sond

Prenova:

ukrepi, ki zagotavljajo kakovost Vaših ultrazvočnih sistemov/sond.

ANALIZA SOND

Obsežna začetna analiza je osnova za uspešno popravilo Vaših sond. S pravočasno analizo lahko odkrijemo poškodbe, še preden vodijo do dragih popravil. Naš servis na področju analize sond obsega:



začetni pregled (optično in tehnično)
predhodna podrobna analiza sonde
popravilo sonde z zjamčeno kakovostjo
podrobna analiza sonde potem
izdelava protokola preverjanja
končni pregled (optično in tehnično)
garancija servisa
izposoja sond

POPRAVILO SOND



Standardne sonde (Curved-, Linear- in Phased Array sonde):

- obnova premaza leče
- obnova zaščite kabla pred pregibi
- obdelava in popravilo ohišja sonde
- popravilo konektorja
- zamenjava kabla in popravilo kabla



T-sonde:

- obnova/zamenjava IT-oplastitve
- zamenjava upogljivih delov
- obnova in kalibracija žicovodov
- zamenjava leče



3D volumenske sonde:

- zamenjava in obnova kape leče
- čiščenje in obnova mehanskih delov sonde
- obnova in popravilo ohišja sonde
- zamenjava kabla in popravilo kabla

RAZISKAVE • RAZVOJ • INOVACIJA



Naš laboratorij za popravila nenehno razvija nove postopke za optimizacijo popravila sond.

HITRO • STROKOVNO • NA KRAJU SAMEM

Servis na celotnem zveznem območju Avstrije opravlja naše šolano strokovno osebje na kraju samem.



PRIČAKUJTE • VEČ

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz

M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

www.ort-med.com