



ULTRASOUND • PROBE REPAIR

SONOGRAFIE • REPARAȚII SONDE



Suntem o companie internațională specializată în domeniul sonografiei. Prioritatea noastră constă în oferirea unor soluții individuale pentru clinici și cabinete medicale.

Prin consiliere competentă, produse și servicii de înaltă calitate și îndrumare personalizată ne asigurăm satisfacția clienților noștri și contribuim la succesul nostru comun. Cercetările în domeniul reparațiilor pe care le realizăm în departamentul propriu de dezvoltare ne permit să fim un partener pe termen lung, orientat spre calitate, în domeniul tehnicii medicale.



PRODUSE & SERVICII

Sisteme sonografice:

Consiliere, vânzare și service pentru sisteme sonografice. Sisteme noi, demo sau second hand.


Reparații de sonde:

Reparații competente pentru sondele de ecografie, indiferent de producător sau tipul sondei.

Recondiționare:

Set de măsuri în vederea asigurării calității sistemului Dvs. sonografic / sondei Dvs.

ANALIZA SONDEI



Analiza cuprinzătoare realizată la primire constituie baza reparării reușite a sondelor Dvs. Efectuarea analizelor la timp permite detectarea unor defecțiuni înainte ca acestea să genereze costuri de reparare ridicate. Serviciile noastre în domeniul analizei sondelor cuprind:

Check-in optic și tehnic

Analiză preliminară detaliată a sondei

Repararea sondei în condițiile asigurării calității

Analiză ulterioară detaliată a sondei

Întocmirea unui protocol de verificare

Check-out optic și tehnic

Garanția service-ului

Sonde de împrumut

REPARAREA SONDEI



Sonde standard (sonde liniare, curbe, phased-array):


Refacerea învelișului acoperitor al lentilei

Refacerea protecției la gâtuire a cablului

Pregătirea și repararea carcasei sondei

Reparare conectori

Schimbare cabluri și reparare cabluri



Sonde TEE:

Reînnoirea / schimbarea învelișului IT

Schimbarea izolației articulației Bending Rubber

Reînnoirea și calibrarea scripeților

Schimbarea lentilei



Sonde volumetric 3D:

Schimbarea și reînnoirea capacului lentilei

Curățarea și pregătirea părții mecanice a sondei

Pregătirea și repararea carcasei sondei

Schimbare cabluri și reparare cabluri

CERCETARE • DEZVOLTARE • INOVAȚIE

Laboratorul nostru de reparații elaborează în permanență noi procedee pentru optimizarea reparațiilor sondelor.

RAPID • COMPETENT • DIRECT

Asistență acordată la fața locului pe întreg teritoriul țării de către personalul nostru cu înaltă calificare



AȘTEPTAȚI-VĂ LA MAI MULT

Ortner Medical Solutions

Gewerbeparkstraße 3 • A-8143 Dobl bei Graz
M: office@ort-med.com • T: +43 3136 62155 • F: +43 3136 62155 4

www.ort-med.com